

《絆創膏》

【作成方法・注意点】

- 赤枠内が仕上がりサイズです。
- 塗り足しを作成してください。
- フルカラー印刷です。
- 文字をアウトライン化してください。
- 配置画像の解像度は原寸サイズで 350dpi 以上推奨。
- CMYK 以外の色形式は、印刷時に若干のくすみが生じます。

仕上がりサイズ

塗り足し範囲

グレー部分は白場になります。

印刷不可。

透明フィルム

■サイズ：19×72mm

《台紙》

【作成方法・注意点】

- 赤枠内が仕上がりサイズです。
- 塗り足しを作成してください。
- 表面：フルカラー印刷 裏面：1 色印刷（黒）
- 文字をアウトライン化してください。
- 配置画像の解像度は原寸サイズで 350dpi 以上推奨。
- CMYK 以外の色形式は、印刷時に若干のくすみが生じます。
- 裏面に記載されている情報は必須です。消さないでください。

【表面】

- サイズ：90×150mm
- カラー：フルカラー印刷

【裏面】

- サイズ：90×150mm
- カラー：黒1色印刷

オリジナル絆創膏
スタンダードサイズ（19mm×72mm）×5 枚入

【使用目的】きり傷、すり傷、さし傷、靴ずれ等の軽微な創傷面の保護。
【使用方法】創傷面を清潔にし、パッド部分をあててテープで固定する。

【使用上の注意】
●本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●パッド部分が濡れたり、汚れたりした場合は、患部を清潔にし、新しいものに貼り替えてください。●皮膚刺激の発生原因となりますので、長時間貼付したり、急激に剥がしたりしないでください。●刺激に弱い目の周囲、顔面等の柔らかい皮膚面には注意して使用してください。●患部から剥がした製品は再使用しないでください。●粘着部分を直接創傷面に貼らないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期限】
●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管すること。

●小児の手の届かないところに保管すること。

ロット番号：○○○○○ 使用期限：20XX年X月

【材質】パッド：ポリオレフィン・レーヨン不織布
粘着テープ：ポリエチレンフィルム(アクリル系粘着材)

第2種医療機器製造販売業(28B2X00022)
一般医療機器 救急絆創膏 販売名：オリジナルキズテープUR
製造販売届出番号：28B2X00022000109
製造販売業者：浦工株式会社 住所：兵庫県宝塚市雲雀丘山手1-2-30
電話番号：072-759-5901



⚠ 印刷物なので水、お湯、石鹸、消毒用アルコール及び摩擦などで色落ちする場合がございます。ご注意ください。

※ロット番号、使用期限は量産時に印字されます。